

Правила отбора воды для химического анализа.

1. Используйте чистую пластиковую бутылку ёмкостью 1,5 литра.
2. Откройте кран холодной воды и сливайте застоявшуюся в трубах воду 10-15 минут.
3. Ополосните бутылку водой.
4. Наполните бутылку водой полностью. Следите, чтобы под крышкой не остался воздух. При необходимости, выдавите воздух легким сжатием бутылки.
5. Передайте нам бутылку до 14 часов этого же дня. Не подвергайте ее воздействию солнечного света и тепла.